



**GE TEE 6T 2.2- 8.0 MHZ
TRANSÖSOPHAGEALE ECHOKARDIOGRAFIE
FÜR VIVID SERIES**

SKU: AF082018 // CM122019 // ES062022 //
AI102023
3.777,00 €

zzgl. [Versandkosten](#)

Bezeichnung . 6T
Hersteller . GE
für VIVID 4,

Transösophageale Echokardiografie
Anwendung : Kardiographie

Vollfunktionsfähig
Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com
Mobile 0049 176 205 800 86
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)
[/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Bezeichnung . 6T
Hersteller . GE
für VIVID 4, VIVID 7

Transösophageale Echokardiografie



Anwendung : Kardiographie

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile

0049 176 205 800 86

Tel / Homezone

0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro

0049 40 3 61 61 - 256

Fax.

0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

