



## **GE VIVID 3 INKL 03 PROBE, PRINTER & VIDEOREKORDER**

**SKU:** G062013

Das Gerät hat folgende Ausstattungen

Videorekorder Sony SVO-9500MDP

Sony UP-895MD

Folgende Sonden sind dabei :

1 x C358 Curved Array

1 x L10 Linear Sonde

1 x 3S Kardio Sonde ( Neu beschichtet )

**Mwst. wird gesondert ausgewiesen**

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



---

**Categories:** [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)  
[/Zubehör](#)

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Das Gerät hat folgende Ausstattungen

Videorekorder Sony SVO-9500MDP



Sony UP-895MD

Folgende Sonden sind dabei :

1 x C358 Curved Array

1 x L10 Linear Sonde

1 x 3S Kardio Sonde ( Neu beschichtet )

**Mwst. wird gesondert ausgewiesen**

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

