



GIERTH ATOMSCOPE 903 TRAGBARES RÖNTGENERÄT MIT GESTELL , ZUBEHÖR ...

SKU: N/A

Gierrth Atomscope 903, tragbares Röntgengerät für die Tiermedizin inkl. Fusschalter und paar Kassetten

Leistung: 90KV(max.) 35mA(70) 0,02-2 sec

Vollfunktionsfähig
Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com

Mobile. 0049 176 205 800 86
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Röntgen & Durchleuchtung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Wird incl. Gebrauchsanweisung, technischer Dokumentation und Protokoll der Abnahmeprüfung ausgeliefert. Vor Inbetriebnahme muß das Gerät vom zuständigen TÜV abgenommen, sowie einer Einzelstückprüfung nach § 3 der



Röntgenverordnung unterzogen werden.

Gierth Atomscope 903, tragbares Röntgengerät für die Tiermedizin inkl. Fussshalter und paar Kassetten

Leistung: 90KV(max.) 35mA(70) 0,02-2 sec

Mwst. wird gesondert ausgewiesen

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

fax.0049 40 65 86 33 64

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

