



## [GREGGERSEN VAKUUMREGLER SPECHT A](#)

SKU: CB112025-K

### **Greggensen Vakuumregler SPECHT A**

gewährleistet eine präzise und zuverlässige Steuerung des Vakuumdrucks in medizinischen Absaugsystemen. Durch seine robuste Bauweise und einfache Handhabung unterstützt er eine sichere und effiziente Anwendung im klinischen Alltag.



---

Categories: [Patientenversorgung](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Greggensen Vakuumregler SPECHT A** ist ein speziell entwickeltes medizinisches Gerät zur präzisen Kontrolle und Regulierung von Vakuumdruck in verschiedenen klinischen Anwendungen. Dieses hochwertige Produkt zeichnet sich durch seine Zuverlässigkeit, einfache Handhabung und exakte Druckeinstellung aus, wodurch es in Krankenhäusern, Kliniken und Praxen weit verbreitet ist.

### Produktmerkmale und Funktionen:

- **Präzise Druckregelung:** Der Vakuumregler ermöglicht eine stufenlose und genaue Anpassung des Vakuumdrucks, um den individuellen Anforderungen verschiedener medizinischer Verfahren gerecht zu werden.
- **Robuste Bauweise:** Gefertigt aus hochwertigen Materialien garantiert der SPECHT A eine lange Lebensdauer und hohe Beständigkeit gegenüber mechanischen Beanspruchungen.
- **Einfache Integration:** Durch standardisierte Anschlüsse lässt sich der Regler problemlos in bestehende Vakuumsysteme integrieren.
- **Sicherheitsmerkmale:** Der Regler ist mit Überdruckventilen ausgestattet, die einen zuverlässigen Schutz vor zu hohem Vakuumdruck bieten und damit die Patientensicherheit erhöhen.
- **Übersichtliche Skala:** Eine gut ablesbare Druckanzeige ermöglicht eine schnelle und präzise Einstellung des gewünschten Vakuumwertes.



### **Anwendungsbereiche:**

- Absaugverfahren in der Chirurgie und Intensivmedizin
- Vakuumtherapie und Wundbehandlung
- Labordiagnostik und medizinische Forschung
- Sonstige medizinische Anwendungen, bei denen ein kontrollierter Vakuumdruck erforderlich ist

### **Technische Spezifikationen:**

- Druckbereich: individuell einstellbar, typischerweise von 0 bis -100 kPa
- Anschlüsse: kompatibel mit gängigen medizinischen Vakuumsystemen
- Material: medizinischer Kunststoff und Metallteile mit hoher Korrosionsbeständigkeit
- Maße und Gewicht: kompakt und leicht für einfache Handhabung

Der **Greggersen Vakuumregler SPECHT A** steht für höchste Qualität und Sicherheit in der medizinischen Vakuumregulierung. Seine präzise Steuerung unterstützt medizinisches Personal dabei, optimale Behandlungsergebnisse zu erzielen und die Patientensicherheit zu gewährleisten. Dank seiner robusten Konstruktion und benutzerfreundlichen Bedienung ist er ein unverzichtbares Instrument in jedem medizinischen Umfeld.

### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

