



## HAEBERLE HNO PATIENTENSTUHL MECHANISCH

**SKU:** L012015

**499,00 €**

Höhe nicht verstellbar

Lehne lässt sich mechanisch verstellen

Polsterung im Guten Zustand

Kopfstütze ist separat verstellbar

Drehbar, kann aber easy mit einem Befestigungshebel  
entregeln

Zustand. Gebraucht

Artike-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



---

**Categories:** [HNO Geräte](#)

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Höhe nicht verstellbar

Lehne lässt sich mechanisch verstellen

Polsterung im Guten Zustand

Kopfstütze ist separat verstellbar

Drehbar, kann aber easy mit einem Befestigungshebel entregeln



Zustand. Gebrauchte  
Artike-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)  
[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile. 0049 176 205 800 86  
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03  
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256  
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

