



**HEISSLUFTSTERILISATOR,  
TROCKENSTERILISATOR MEMMERT SNB 300**

**SKU:** G122012

SNB 300 Rauminhalt 39l.

Kammermaße (Breite x Tiefe x Höhe) 48 x 25 x 32  
cm.

Außenmaße (Breite x Tiefe x Höhe) 63 x 40 x 60  
cm.

Gewicht 32 kg.

Sehr gepflegt

Vollfunktionsfähig

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

fax.0049 40 65 86 33 64



---

**Categories:** [Autoklaven und Sterilisatoren](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

SNB 300 Rauminhalt 39l.

Kammermaße (Breite x Tiefe x Höhe) 48 x 25 x 32 cm.

Außenmaße (Breite x Tiefe x Höhe) 63 x 40 x 60 cm.

Gewicht 32 kg.

230V // 5.3A //

50/60Hz //

1200 Watt //

DIN 12880-kl. : 1 //



Nenntemperatur .220 C //  
Schutzart DIN EN 60529-IP20

Vollfunktionsfähig  
Im sehr guten gebrauchten Zustand  
Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)  
[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)  
0049 40 18 20 79 03  
0049 176 205 800 86  
fax.0049 40 65 86 33 64

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

