



## **HETTICH EBA 3S ZENTRIFUGE** **TISCHZENTRIFUGE**

**SKU:** DN082025-NV

**HETTICH EBA 3S Zentrifuge** ist eine kompakte Tischzentrifuge, die zuverlässige und präzise Probenaufbereitungen im Labor ermöglicht. Sie überzeugt durch einfache Bedienung, leisen Lauf und hohe Sicherheit dank integrierter Schutzmechanismen.



---

**Categories:** [Laborequipment](#)

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Die **HETTICH EBA 3S Zentrifuge** ist eine kompakte und leistungsstarke Tischzentrifuge, die speziell für den Einsatz in medizinischen Laboren, Kliniken und Forschungseinrichtungen entwickelt wurde. Mit ihrer robusten Bauweise und intuitiven Bedienung gewährleistet sie zuverlässige und präzise Trennprozesse bei unterschiedlichsten Probenarten.

### **Technische Merkmale und Funktionen:**

- **Maximale Drehzahl:** Bis zu 4.200 U/min, ermöglicht schnelle und effiziente Sedimentation von Zellen, Blutbestandteilen und anderen Proben.
- **Maximales RCF (Relative Zentrifugalkraft):** Bis zu 2.100 x g, sorgt für eine optimale Trennung bei verschiedensten Anwendungen.
- **Volumenkapazität:** Fassungsvermögen für mehrere Röhrchen (bis zu 6 x 15 ml), ideal für Routineanwendungen.
- **Benutzerfreundliche Steuerung:** Einfache Einstellung von Zeit und Drehzahl über ein übersichtliches Bedienfeld.
- **Sicherheitsmerkmale:** Automatische Abschaltung bei geöffnetem Deckel, Unwuchtkontrolle und stabile Verriegelung garantieren hohen Schutz für Anwender und Probe.
- **Leiser Betrieb:** Minimale Geräusentwicklung ermöglicht einen angenehmen Arbeitsumgebung.



### **Anwendungsbereiche:**

- Trennung von Blutbestandteilen wie Plasma und Serum
- Aufbereitung von Urin- und Speichelproben
- Präparation von Zellsedimenten für mikroskopische Analysen
- Generelle Probenaufbereitung in der klinischen Chemie und Hämatologie

Die **HETTICH EBA 3S Tischzentrifuge** überzeugt durch ihre kompakte Bauweise, die wenig Platz im Labor beansprucht, und ihre hohe Zuverlässigkeit im täglichen Einsatz. Dank der einfachen Handhabung ist sie sowohl für erfahrene Labormitarbeiter als auch für Einsteiger gut geeignet.

Zusammenfassend bietet die HETTICH EBA 3S Zentrifuge eine leistungsstarke, sichere und benutzerfreundliche Lösung für vielfältige zentrifugale Anwendungen im medizinischen Bereich.

### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

