



## HETTICH ZENTRIFUGE EBA 20// EBA20, KLEINZENTRIFUGE, TISCHZENTRIFUGE

SKU: N/A

Vollfunktionsfähig  
Im guten gebrauchten Zustand  
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com  
info@mtc-hamburg.com  
Mobile 0049 176 205 800 86  
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03  
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256  
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Laborequipment](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Max.Kapazität im Winkelrotor 8x15ml

Max Drehzahl: 6000min<sup>-1</sup>

Max RCF 3.461

Maße (HxBxT) 216x231x292mm

Gewicht ca 4kg

Kühlung: Luftkühlung

Rotor: Winkelrotor für 8x15ml inklusive

Differenzbesteuerte Ware nach §25a USTG. - **Mwst. wird nicht gesondert ausgewiesen**

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg



[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

