



HITACHI EUB-5500 ULTRASCHALLGERÄT

SKU: S102016

Folgende Sonden stehen mit dem Gerät zur Verfügung

1 x EUP-C514 Konvex Sonde 5.0 - 2.0 MHz
1 x EUP-L53 Linear Sonde 10.0 - 5.0 MHz
1 x EUP-V53W Endovaginal / Endorektal 8.0 - 4.0 MHz

Andere Sonden auf Anfrage

Mwst. wird nicht gesondert ausgewiesen

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com
Mobile 0049 176 205 800 86
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Ultraschall](#) / [Doppler](#) / [Sonden](#) / [Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Folgende Sonden stehen mit dem Gerät zur Verfügung

1 x EUP-C514 Konvex Sonde 5.0 - 2.0 MHz
1 x EUP-L53 Linear Sonde 10.0 - 5.0 MHz
1 x EUP-V53W Endovaginal / Endorektal 8.0 - 4.0 MHz

Andere Sonden auf Anfrage



Mwst. wird nicht gesondert ausgewiesen

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

