



## HITACHI EUP-F334 INTRAOPERATIV 10.0 - 5.0 MHZ

**SKU:** F052014

**300,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)

Bezeichnung . EUP-F334

Frequenz: 10.0 - 5.0 Mhz

Hersteller . Hitachi

für EUB-405, 525, 2000, 5500, 8500, .....

Intraoperativ Convex Finger Tip .

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



---

**Categories:** [Ultraschall / Doppler / Sonden /Zubehör](#)

### **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Bezeichnung . EUP-F334

Frequenz: 10.0 - 5.0 Mhz

Hersteller . Hitachi

für EUB-405, 525, 2000, 5500, 8500, .....



Intraoperativ Convex Finger Tip .

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile

0049 176 205 800 86

Tel / Homezone

0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro

0049 40 3 61 61 - 256

Fax.

0049 40 3 61 61 - 257

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

