



## HITACHI EUP-L33 LINEAR 7.5 - 5.0 MHZ

**SKU:** T112014-02 // AJ032016

Linear Sonde 7.5 - 5Mhz

Im sehr guten gepflegten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



---

**Categories:** [Ultraschall](#) / [Doppler](#) / [Sonden](#)  
[/Zubehör](#)

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Bezeichnung . EUP-L33

Hersteller . HITACHI

für Hitachi EUB-405, EUB-420; EUB-450; EUB-515; EUB-525; EUB-555

Linear Ultraschallkopf 7.5 - 5Mhz

Anwendung : Schilddrüse, Mamma small Part , Hüfte



Vollfunktionsfähig  
Im guten gebrauchten Zustand  
Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)  
[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile.                0049 176 205 800 86  
Tel / Homezone      0049 40 18 20 79 03  
Tel / Büro            0049 40 3 61 61 - 256  
Fax.                    0049 40 3 61 61 - 257

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

