



[HITACHI / PICKER MICRO CONVEX PROBE 3.5 EUP-C311](#)

SKU: Q092013-02

Bezeichnung . EUP-C311

Hersteller . HITACHI / PICKER

für Hitachi EUB-405, 410, 420, 450 and 515 Series

/

Linear Ultraschallkopf 3.5

Anwendung : Abdomen Geburtshilfe

Im sehr guten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

fax.0049 40 65 86 33 64



Categories: [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)
[/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Bezeichnung . EUP-C311

Hersteller . HITACHI / PICKER

für Hitachi EUB-405, 410, 420, 450 and 515 Series /

Linear Ultraschallkopf 3.5

Anwendung : Abdomen Geburtshilfe

Im sehr guten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg



www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

fax.0049 40 65 86 33 64

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

