



## HOCHDRUCKSPRITZENPUMPE / KONTRAST INJEKTOR LF TYP ANGIOMAT 6000

**SKU:** BE102021

**749,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)

Das Gerät war mit einer Anlage von Philips Diagnost C2 im Betrieb, kann aber an andere Modelle angeschlossen Type . ANGIOMAT 6000

Vollfunktionsfähig  
Im guten gebrauchten Zustand  
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com  
info@mtc-hamburg.com  
Mobile 0049 176 205 800 86  
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03  
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256  
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



---

Categories: [Röntgen & Durchleuchtung](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Gerät war mit einer Anlage von Philips Diagnost C2 im Betrieb, kann aber an andere Modelle angeschlossen  
Mit Heizkolben  
Type . ANGIOMAT 6000

Vollfunktionsfähig  
Im guten gebrauchten Zustand  
Artikel-Standort. Hamburg



[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

