



## HP 21258B ULTRASOUND TRANSDUCER

**SKU:** W092014

compatible with HP Sonos 2000 and 2500 ultrasound systems

7.5/5.5MHz

Trap Linear Array

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



---

**Categories:** [Ultraschall](#) / [Doppler](#) / [Sonden](#) / [Zubehör](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

compatible with HP Sonos 2000 and 2500 ultrasound systems

7.5/5.5MHz

Trap Linear Array

Vollfunktionsfähig



Im guten gebrauchten Zustand  
Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)  
[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile.                   0049 176 205 800 86  
Tel / Homezone       0049 40 18 20 79 03  
Tel / Büro               0049 40 3 61 61 - 256  
Fax.                       0049 40 3 61 61 - 257

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

