



## **HUNTLEIGH HUNTLEIGH DOPPLEX MINI**

**SKU:** LB012024-K

**HUNTLEIGH Huntleigh Dopplex Mini** ist ein kompaktes, handliches Doppler-Ultraschallgerät zur zuverlässigen Erfassung peripherer Blutflussströme. Es bietet präzise akustische Signale und eignet sich ideal für die nicht-invasive vaskuläre Diagnostik in Klinik und Praxis.



---

**Categories:** [Ultraschall](#) / [Doppler](#) / [Sonden](#) / [Zubehör](#)

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

