



**IONENAUSTAUSCHER AUS EDELSTAHL (V4A)**  
**/ WASSERAUFBEREITUNG 13,5L / 10 BAR**

**SKU:** P092012

gepflegt  
Vollfunktionsfähig

www.mtc-hamburg.com  
info@mtc-hamburg.com  
0049 40 18 20 79 03  
0049 176 205 800 86  
fax.0049 40 65 86 33 64



---

**Categories:** [Laborequipment](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

**Edelstahl-Ionenaustauscher (V4A)**  
**druckfest bis 10 bar.**

Typ. SG 2000 SK  
Prüfdruck. 15 Bar  
Max. Druck . 10 Bar  
Inhalt. 13,5 L  
Leistung 450 l / h  
Ø 240 mm  
Höhe 405 mm  
Gewicht 16 kg

Mwst. wird gesondert ausgewiesen

Vollfunktionsfähig  
Im guten gebrauchten Zustand



Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

fax.0049 40 65 86 33 64

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

