



**JOHNSON JOHNSON HARMONIC  
GENERATOR 300 ETHICON ENDO-SURGEY  
AI082025**

**SKU:** AI082025

Der Johnson & Johnson HARMONIC GENERATOR 300 von Ethicon Endo-Surgery (AI082025) ist ein fortschrittliches chirurgisches Instrument zur präzisen Gewebezertrennung und Blutstillung mittels ultraschallbasierter Technologie. Er ermöglicht minimalinvasive Eingriffe mit hoher Effizienz und reduziertem Gewebetrauma.



---

**Categories:** [Op & Chirurgie Ausstattung](#)

**ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

