



## **KARL STORZ 11301BN1 INTUBATIONS-FIBERSKOP MIT ZUBEHÖR**

**SKU:** BF092024

**Karl Storz 11301BN1 Intubations-Fiberskop** ist ein hochwertiges, flexibles Endoskop, das eine präzise und schonende Intubation ermöglicht. Das Set umfasst sämtliches benötigtes Zubehör und gewährleistet durch exzellente Bildqualität und zuverlässige Handhabung optimale Sicherheit im klinischen Einsatz.



---

**Categories:** [Anästhesie](#)

### **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Der Karl Storz 11301BN1 ist ein Intubations-Fiberskop, das in der Anästhesie und Notfallmedizin verwendet wird, um die Atemwege zu visualisieren und eine Intubation durchzuführen. Dieses Gerät ermöglicht eine bessere Sicht auf die Atemwege, insbesondere bei schwierigen Intubationen.

Das Zubehör für dieses Fiberskop kann verschiedene Komponenten umfassen, wie z.B. Lichtquellen, Adapter, Reinigungs- und Desinfektionsmittel sowie eventuell spezielle Endoskopie-Zubehörteile.

### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

