



## [KARL STORZ 273305 20 UROMAT](#)

SKU: Y102024

~~955,00 €~~ **935,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)



---

Categories: [Urologie](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Der KARL STORZ Uromat (Modell 273305 20) ist ein medizinisches Gerät, das in der Urologie eingesetzt wird, insbesondere zur Durchführung von urodynamischen Untersuchungen. Diese Untersuchungen helfen dabei, die Funktion der Blase und des Harntrakts zu bewerten. Hier sind einige der Hauptmerkmale und Funktionen des KARL STORZ Uromat:

### Hauptmerkmale:

1. **Urodynamische Messungen:** Der Uromat ermöglicht die Durchführung von urodynamischen Tests, um den Druck und das Volumen in der Blase während der Füllung und Entleerung zu messen.
2. **Benutzerfreundlichkeit:** Das Gerät ist so konzipiert, dass es einfach zu bedienen ist, mit einem klaren Interface für die Eingabe von Patientendaten und die Durchführung von Tests.
3. **Datenanalyse:** Der Uromat bietet Funktionen zur Analyse der gesammelten Daten, einschließlich grafischer Darstellungen der Ergebnisse, was die Interpretation erleichtert.
4. **Integration:** Oft kann das Gerät in bestehende Krankenhausinformationssysteme integriert werden, um eine nahtlose Dokumentation und Verwaltung der Patientendaten zu ermöglichen.
5. **Kompakte Bauweise:** Der Uromat ist in der Regel kompakt und mobil, was ihn für den Einsatz in verschiedenen klinischen Umgebungen geeignet macht.
6. **Zuverlässigkeit:** KARL STORZ ist bekannt für qualitativ hochwertige medizinische Geräte, die präzise Messungen liefern und langlebig sind.

### Anwendungsbereiche:

- Diagnostik von Harninkontinenz



- Beurteilung von Blasenfunktionsstörungen
- Planung von Behandlungsstrategien bei urologischen Erkrankungen

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

