



[KARL STORZ HALOGEN 250 TWIN 201130 20 LICHTQUELLE KAL](#)

SKU: DS102022

1.200,00 €

zzgl. [Versandkosten](#)

KARL STORZ Halogen 250 twin 201130 20 ist eine leistungsstarke Halogen-Lichtquelle, die eine helle und gleichmäßige Ausleuchtung für endoskopische Anwendungen gewährleistet. Das Gerät überzeugt durch hohe Zuverlässigkeit und optimale Lichtqualität für präzise Diagnostik und Therapie.



Categories: [Unkategorisiert](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die **KARL STORZ Halogen 250 twin 201130 20 Lichtquelle Kal** ist eine hochwertige medizinische Lichtquelle, speziell entwickelt für den Einsatz in der Endoskopie und anderen medizinischen Anwendungen, die eine präzise und zuverlässige Beleuchtung erfordern.

Technische Merkmale und Vorteile:

- **Halogenbeleuchtung:** Die Lichtquelle nutzt eine Halogenlampe, die ein helles, kontinuierliches und natürliches Licht mit hoher Farbtreue erzeugt. Dies gewährleistet eine exzellente Sichtbarkeit und Detailgenauigkeit während diagnostischer und therapeutischer Eingriffe.
- **Doppellampen-System (twin):** Durch das integrierte Twin-System bietet die Lichtquelle eine erhöhte Ausfallsicherheit. Fällt eine Lampe aus, schaltet das System automatisch auf die zweite Lampe um, um eine unterbrechungsfreie Beleuchtung zu gewährleisten.
- **Leistungsstark:** Mit einer Lichtleistung von 250 Watt liefert das Gerät eine starke und gleichmäßige



Ausleuchtung, die auch tiefe und schwer zugängliche Körperregionen optimal erhellt.

- **Präzise Steuerung:** Die Lichtintensität kann individuell angepasst werden, um den Anforderungen verschiedener Untersuchungen gerecht zu werden und die optimale Beleuchtungsstärke zu gewährleisten.
- **Robustes Design:** Das Gehäuse ist für den Dauereinsatz in klinischen Umgebungen konzipiert und zeichnet sich durch hohe Stabilität und Langlebigkeit aus.
- **Einfache Integration:** Die Lichtquelle ist kompatibel mit einer Vielzahl von KARL STORZ Endoskopsystemen und kann problemlos in bestehende Arbeitsumgebungen eingebunden werden.

Anwendungsbereiche:

Die KARL STORZ Halogen 250 twin Lichtquelle eignet sich ideal für den Einsatz in:

- Gastroenterologie
- Gynäkologie
- HNO-Heilkunde
- Urologie
- Chirurgie

Dank ihrer zuverlässigen und leistungsfähigen Beleuchtung unterstützt die Lichtquelle Ärzte dabei, präzise Diagnosen zu stellen und minimalinvasive Eingriffe sicher durchzuführen.

Zusammenfassung:

Die KARL STORZ Halogen 250 twin 201130 20 Lichtquelle Kal ist eine professionelle, robuste und ausfallsichere Lichtquelle, die optimale Lichtverhältnisse für medizinische Endoskopie-Verfahren bietet. Ihre Kombination aus hoher Lichtleistung, Doppellampensystem und einfacher Bedienbarkeit macht sie zu einem unverzichtbaren Bestandteil moderner medizinischer Diagnostik und Therapie.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

