



## [KARL STORZ OP-MONITOR 24 ZOLL SC-WU24-A1511](#)

**SKU:** IG112024

**Der Karl Storz OP-Monitor 24 Zoll SC-WU24-A1511** bietet eine brillante Bildqualität und zuverlässige Darstellung medizinischer Visualisierungen in Operationssälen. Mit seiner kompakten Bauweise und hoher Farbtreue unterstützt er Chirurgen bei präzisen Eingriffen und verbessert die Übersichtlichkeit während komplexer Verfahren.



---

**Categories:** [Monitoring und Patientenüberwachung](#), [Op & Chirurgie Ausstattung](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Karl Storz OP-Monitor 24 Zoll SC-WU24-A1511** ist ein hochmodernes Display speziell entwickelt für den Einsatz im chirurgischen und medizinischen Umfeld. Mit seiner herausragenden Bildqualität und robusten Bauweise unterstützt er Chirurgen und medizinisches Fachpersonal bei präzisen diagnostischen und therapeutischen Eingriffen.

### Produktmerkmale:

- **Bildschirmgröße:** 24 Zoll (ca. 61 cm) mit einem hochauflösenden Display für klare und detaillierte Bilddarstellung.
- **Bildqualität:** HD-Auflösung mit exzellenter Farbwiedergabe und hohem Kontrast, ideal für die Visualisierung feinsten anatomischer Strukturen.
- **Technologie:** Fortschrittliche LCD-Technik mit LED-Hintergrundbeleuchtung für eine gleichmäßige Ausleuchtung und lange Lebensdauer.
- **Anschlüsse:** Vielseitige Schnittstellen wie DVI, HDMI, SDI und VGA ermöglichen die Integration in



verschiedenste OP-Systeme und Bildquellen.

- **Design:** Kompaktes und ergonomisches Gehäuse, das sich einfach in OP-Umgebungen integrieren lässt und hygienischen Anforderungen entspricht.
- **Bedienkomfort:** Intuitive Steuerung über Touch- oder Tastenbedienfeld mit Funktionen zur Bildanpassung und schnellen Umschaltung zwischen Eingangsquellen.
- **Zuverlässigkeit:** Entwickelt für den Dauereinsatz im OP mit hoher Betriebssicherheit und geringer Wärmeentwicklung.

### **Anwendungsbereiche:**

Der OP-Monitor SC-WU24-A1511 eignet sich hervorragend für den Einsatz in verschiedenen chirurgischen Disziplinen, darunter:

- Minimalinvasive Chirurgie (Endoskopie, Laparoskopie)
- Neurochirurgie
- Orthopädie
- Allgemein Chirurgie
- Interdisziplinäre Operationssäle

Durch seine herausragende Bildqualität trägt der Monitor wesentlich zur Verbesserung der Operationsvisualisierung bei und unterstützt somit präzise Eingriffe und eine optimale Patientenversorgung.

### **Fazit:**

Der **Karl Storz OP-Monitor 24 Zoll SC-WU24-A1511** ist ein zuverlässiges, qualitativ hochwertiges und vielseitig einsetzbares Display, das speziell auf die hohen Anforderungen im medizinischen OP-Bereich abgestimmt ist. Mit seiner Kombination aus technischer Exzellenz und anwenderfreundlichem Design stellt er eine wertvolle Unterstützung für operative Abläufe dar.

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

