



**KNF-NEUBERGER TYP PM 3391-NPK 30,
MEMBRANN-VAKUUM- UND DRUCKPUMPE**

SKU: D112013

gepflegt
Vollfunktionsfähig

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com
0049 40 18 20 79 03
0049 176 205 800 86
fax.0049 40 65 86 33 64



Categories: [Fundgrube](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Differenzbesteuerte Ware nach §25a USTG. - **Mwst. wird nicht gesondert ausgewiesen**

Vollfunktionsfähig
Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com
0049 40 18 20 79 03
0049 176 205 800 86
fax.0049 40 65 86 33 64



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

