



## [LEICA HM500 – MLS500 – OPERATING MIKROSKOP](#)

SKU: EW072024

~~9.230,00 €~~ **8.775,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)



---

Categories: [Mikroskop](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Leica HM500 und das MLS500 sind Teile der Produktlinie von Leica Microsystems, die für ihre hochwertigen Mikroskope bekannt ist. Diese Mikroskope werden häufig in der medizinischen und wissenschaftlichen Forschung eingesetzt, insbesondere in der Chirurgie und der Histopathologie.

### Leica HM500

Das Leica HM500 ist ein hochmodernes Mikroskop, das speziell für die Anwendung in der histologischen Analyse entwickelt wurde. Es bietet eine Vielzahl von Funktionen, darunter:

- **Ergonomisches Design:** Das Mikroskop ist so gestaltet, dass es eine komfortable Nutzung über längere Zeiträume ermöglicht.
- **Hochauflösende Optik:** Bietet klare und präzise Bilder, die für diagnostische Zwecke entscheidend sind.
- **Flexibilität:** Kann mit verschiedenen Zubehörteilen ausgestattet werden, um den spezifischen Anforderungen der Benutzer gerecht zu werden.

### MLS500

Das MLS500 ist ein operatives Mikroskop, das in chirurgischen Anwendungen verwendet wird. Es bietet:

- **Hohe Vergrößerung:** Ermöglicht Chirurgen eine detaillierte Sicht auf das Operationsfeld.
- **Beleuchtungssysteme:** Integrierte Beleuchtungssysteme sorgen für optimale Sichtverhältnisse während des Eingriffs.
- **Einfache Handhabung:** Benutzerfreundliche Steuerungen ermöglichen eine einfache Anpassung der



Vergrößerung und des Fokus.

## **Anwendungsbereiche**

Beide Mikroskope finden Anwendung in verschiedenen Bereichen wie:

- **Chirurgie:** Insbesondere in der Neurochirurgie, Augenheilkunde und anderen spezialisierten chirurgischen Disziplinen.
- **Forschung:** In Laboren zur Untersuchung von Gewebeproben oder bei der Durchführung von Experimenten.

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

