



## [LINET PB4302M PFLEGE BETT - INTENSIV BETT](#)

**SKU:** BV082025

**Linet PB4302M Pflegebett - Intensivbett** bietet optimale Unterstützung für die intensivmedizinische Versorgung mit einer robusten Bauweise und vielseitigen Verstellmöglichkeiten, die den Patientenkomfort und die Pflegeeffizienz maximieren. Das Bett ist speziell für den Einsatz in anspruchsvollen Pflegeumgebungen konzipiert und gewährleistet höchste Sicherheit und Funktionalität.



---

**Categories:** [Unkategorisiert](#)

## PRODUKT BESCHREIBUNG

Das **Linet PB4302M Pflegebett - Intensivbett** ist speziell entwickelt worden, um den höchsten Anforderungen in der intensivmedizinischen Pflege gerecht zu werden. Es bietet eine optimale Kombination aus Funktionalität, Komfort und Sicherheit für Patienten sowie ergonomische Vorteile für das Pflegepersonal.

### Produktmerkmale und Vorteile:

- **Elektrisch verstellbare Liegefläche:** Die Liegefläche kann in Höhe, Rückenlehne und Beinabschnitt individuell und stufenlos verstellt werden. Dies ermöglicht eine optimale Lagerung des Patienten und unterstützt die Mobilisation.
- **Ergonomisches Design:** Das Bett verfügt über abgerundete Kanten und eine stabile Konstruktion, die Verletzungen vorbeugt und die Sicherheit erhöht.
- **Robuste Bauweise:** Das PB4302M besteht aus hochwertigen Materialien, die eine lange Lebensdauer und einfache Reinigung gewährleisten. Die belastbare Konstruktion trägt Patienten mit einem Gewicht von bis zu 250 kg.
- **Integrierte Sicherheitsfunktionen:** Das Bett ist mit seitlichen Schutzgittern ausgestattet, die sich flexibel



anpassen lassen, um Stürze zu verhindern und gleichzeitig den Zugang zum Patienten erleichtern.

- **Mobilität und Flexibilität:** Dank der leichtgängigen, feststellbaren Rollen lässt sich das Bett mühelos im Raum bewegen und sicher positionieren.
- **Elektronische Steuerung:** Die intuitive Bedienung über ein benutzerfreundliches Bedienelement ermöglicht schnelle Anpassungen und unterstützt das Pflegepersonal bei der täglichen Arbeit.
- **Kompatibilität mit Pflegehilfsmitteln:** Das Bett ist mit zahlreichen Zubehörteilen wie Infusionshalterungen, Trapezstangen und Atemunterstützungssystemen kompatibel, um eine umfassende Patientenversorgung zu gewährleisten.

### **Anwendungsbereiche:**

Das Linet PB4302M Pflegebett - Intensivbett eignet sich ideal für den Einsatz in:

- Intensivstationen
- Rehabilitationskliniken
- Langzeitpflegeeinrichtungen
- Ambulanten Pflegediensten

### **Fazit:**

Mit dem Linet PB4302M Pflegebett - Intensivbett erhalten Sie ein hochwertiges, vielseitiges Pflegebett, das sowohl den Bedürfnissen von Patienten als auch den Anforderungen des Pflegepersonals gerecht wird. Die ausgeklügelten Funktionen und die robuste Bauweise machen es zu einer zuverlässigen Lösung für die intensivmedizinische Betreuung.

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

