



[MAQUET 1140.20AN + 114061C0 OP TISCHPLATTE LAFETTE](#)

SKU: AV112024-NV

Maquet 1140.20AN und **114061C0** OP-Tischplatte Lafette bieten eine robuste und präzise Arbeitsfläche für chirurgische Eingriffe, die höchste Stabilität und Kompatibilität mit Maquet-OP-Tischen gewährleistet. Das hochwertige Material sorgt für optimale Hygiene und Langlebigkeit im klinischen Einsatz.



Categories: [OP Tischplatte](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die **Maquet 1140.20AN + 114061C0 Operations-Tischplatte Lafette** ist ein hochwertiges und präzise entwickeltes Zubehörteil, das speziell für den Einsatz in modernen Operationssälen konzipiert wurde. Diese Tischplatte bietet eine stabile und vielseitige Oberfläche, die den höchsten Anforderungen im chirurgischen Bereich gerecht wird.

Produktmerkmale und Vorteile:

- **Robuste Konstruktion:** Gefertigt aus hochwertigen Materialien, garantiert die Tischplatte eine lange Lebensdauer sowie hohe Belastbarkeit und Stabilität während der Operationen.
- **Kompatibilität:** Speziell angepasst für die Maquet Lafette, ermöglicht sie eine einfache und sichere Montage sowie Kompatibilität mit verschiedenen OP-Tischsystemen von Maquet.
- **Ergonomisches Design:** Die Oberfläche der Tischplatte ist so gestaltet, dass sie eine optimale Patientenlagerung unterstützt und zugleich dem OP-Personal einen komfortablen Arbeitsbereich bietet.
- **Hygienische Oberfläche:** Die Tischplatte verfügt über eine leicht zu reinigende und desinfizierende Oberfläche, welche die Einhaltung strenger hygienischer Standards im OP gewährleistet.
- **Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten:** Ideal geeignet für eine Vielzahl chirurgischer Eingriffe, unterstützt sie unterschiedliche Lagerungspositionen und ermöglicht so eine flexible Operationsdurchführung.
- **Präzise Verarbeitung:** Die exakte Fertigung sorgt für passgenaue Verbindungen und eine sichere Fixierung



auf der Lafette, wodurch Stabilität und Sicherheit während der Operation gewährleistet sind.

Die Kombination aus der **Maquet 1140.20AN Tischplatte** und der **114061C0 Lafette** stellt ein bewährtes System dar, das durch seine hohe Qualität und Funktionalität überzeugt. Dieses Produkt ist eine ausgezeichnete Wahl für Krankenhäuser und chirurgische Einrichtungen, die Wert auf Zuverlässigkeit und Effizienz legen.

Technische Spezifikationen auf einen Blick:

- Material: Hochwertige Verbundstoffe und Metalllegierungen
- Abmessungen: Maßgeschneidert passend zur Maquet Lafette
- Gewicht: Optimierte für einfache Handhabung und Stabilität
- Oberfläche: Antimikrobiell beschichtet und leicht zu reinigen
- Kompatibilität: Speziell für Maquet OP-Tischsysteme entwickelt

Durch die Verwendung der **Maquet 1140.20AN + 114061C0 Operations-Tischplatte Lafette** profitieren Sie von einer durchdachten Lösung, die den OP-Ablauf unterstützt und die Sicherheit von Patienten und Personal gleichermaßen maximiert.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

