



## [MAQUET 1533.01A0 OP TISCH - ELEKTRICH FAHRBAR](#)

**SKU:** BB082025-NV

### **Maquet 1533.01A0 Op Tisch - Elektrisch Fahrbar**

ist ein hochwertiger Operations- und Behandlungstisch, der durch seine elektrische Fahrfunktion eine präzise und flexible Positionierung ermöglicht. Das robuste Design gewährleistet höchste Stabilität und Komfort für Patienten und medizinisches Personal während chirurgischer Eingriffe.



---

**Categories:** [OP Tischplatte](#)

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Der **Maquet 1533.01A0 Operationstisch** ist ein elektrisch fahrbarer OP-Tisch, der speziell für den Einsatz in modernen Operationssälen entwickelt wurde. Er verbindet innovative Technik mit hoher Funktionalität und sorgt somit für optimale Bedingungen bei chirurgischen Eingriffen verschiedenster Fachrichtungen.

### **Hauptmerkmale:**

- **Elektrische Fahrbarkeit:** Der OP-Tisch ist mit einem leisen, zuverlässigen Elektromotor ausgestattet, der eine einfache und präzise Positionierung des Tisches ermöglicht. Dies erleichtert den Transport des Patienten innerhalb des OP-Bereichs und minimiert den Aufwand für das Personal.
- **Flexible Verstellmöglichkeiten:** Verschiedene Tischsegmente können elektrisch verstellt werden, inklusive Höhenverstellung, Trendelenburg- und Anti-Trendelenburg-Positionen sowie Neigungen der Tischplatte. Dadurch kann die Liegefläche optimal an die individuellen Anforderungen der Operation angepasst werden.
- **Robuste und hygienische Konstruktion:** Der Tisch besteht aus hochwertigen, leicht zu reinigenden Materialien, die den strengen Hygienestandards in der Chirurgie entsprechen. Die Oberfläche ist korrosionsbeständig und widerstandsfähig gegenüber Desinfektionsmitteln.
- **Sicherheit:** Der Maquet 1533.01A0 ist mit diversen Sicherheitsfunktionen ausgestattet, darunter Notfallstopps



und stabile Bremsen, die ein unbeabsichtigtes Verschieben während der Operation verhindern.

- **Kompatibilität:** Der Tisch ist kompatibel mit diversen Zubehörteilen und Lagerungshilfen, die eine individuelle Anpassung an unterschiedliche OP-Situationen ermöglichen.

#### **Anwendungsbereiche:**

Der Maquet 1533.01A0 eignet sich für eine breite Palette an chirurgischen Disziplinen, darunter Allgemeinchirurgie, Orthopädie, Gynäkologie, Urologie und mehr. Seine vielseitigen Verstellmöglichkeiten und die robuste Bauweise machen ihn zu einem unverzichtbaren Bestandteil moderner OP-Ausstattung.

#### **Technische Spezifikationen:**

- Elektrische Versorgung: 230 V / 50 Hz
- Höhenverstellung: ca. 600 mm bis 1000 mm
- Maximale Belastbarkeit: bis zu 250 kg
- Material: Edelstahl und hochwertige Verbundwerkstoffe
- Mobilität: Elektrisch angetriebene Laufrollen mit Feststellbremsen

Zusammenfassend bietet der **Maquet 1533.01A0 elektrisch fahrbare OP-Tisch** eine Kombination aus ergonomischem Design, technischer Präzision und hoher Sicherheit, um Chirurgen und OP-Personal eine effiziente und patientenorientierte Arbeitsumgebung zu gewährleisten.

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

