



## MAQUET ARMLEHNE MIT NORMSCHINEN BEFESTIGUNG – ARMSTÜTZE FÜR OP TISCH

**SKU:** BR052025-K

Die Maquet Armlehne mit Normschienen-Befestigung bietet eine stabile und ergonomische Armstütze für OP-Tische, die eine sichere Positionierung des Patientenarms ermöglicht. Sie zeichnet sich durch einfache Montage und hohe Kompatibilität mit verschiedenen Maquet-OP-Tischsystemen aus.



---

**Categories:** [Op & Chirurgie Ausstattung](#), [OP Tischplatte](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Die **Maquet Armlehne mit Normschienen Befestigung** ist eine hochwertige und ergonomisch optimierte Armstütze, die speziell für den Einsatz an Operationstischen entwickelt wurde. Dieses Zubehörteil gewährleistet eine sichere und komfortable Fixierung des Arms während chirurgischer Eingriffe und trägt somit maßgeblich zu einem verbesserten Arbeitsumfeld im OP bei.

### Produktmerkmale:

- **Kompatibilität:** Die Armlehne ist mit einer standardisierten **Normschienen Befestigung** ausgestattet, die eine einfache und universelle Montage an verschiedenen Maquet Operationstischen ermöglicht.
- **Ergonomisches Design:** Die Polsterung der Armstütze sorgt für eine optimale Druckverteilung und erhöht den Komfort für den Patienten während längerer Eingriffe.
- **Robuste Konstruktion:** Gefertigt aus hochwertigen Materialien, bietet die Armlehne eine hohe Stabilität und Langlebigkeit selbst unter anspruchsvollen Bedingungen im OP-Alltag.
- **Flexibilität und Einstellbarkeit:** Die Armlehne lässt sich flexibel justieren, um unterschiedliche Positionen und Patientenbedürfnisse zu berücksichtigen.
- **Hygienische Eigenschaften:** Die Oberfläche ist leicht zu reinigen und desinfizieren, was den strengen



Hygieneanforderungen im medizinischen Bereich entspricht.

### **Anwendungsbereiche:**

Diese Armlehne ist ideal für den Einsatz bei verschiedenen chirurgischen Verfahren, bei denen eine stabile und komfortable Armpositionierung erforderlich ist. Sie unterstützt das medizinische Personal dabei, präzise und sicher zu arbeiten, indem sie Bewegungen des Patientenarms zuverlässig minimiert.

### **Fazit:**

Die **Maquet Armlehne mit Normschienen Befestigung** ist ein unverzichtbares Zubehör für jeden Operationssaal, das durch seine hochwertige Verarbeitung, einfache Handhabung und patientenfreundliche Ergonomie überzeugt. Mit dieser Armstütze gewährleisten Sie eine optimale Patientensicherheit und erleichtern gleichzeitig den Arbeitsablauf für das medizinische Personal.

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

