



MEDAP P 7030 SEKRETTSAUGER ABSAUGPUMPE

SKU: U042017

299,00 €

Sekretsauger

Aussenmaß : Ca 420x190x240mm

Spannung : 220/230V

Leistung : 88W

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Absaugpumpen](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Sekretsauger

Aussenmaß : Ca 420x190x240mm

Spannung : 220/230V

Leistung : 88W

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg



www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Weight 35 kg



GALLERIE

