



## [MEDELA 200.2219 THOPAZ THORAX DRAINAGE LOW VACUUM LOW FLOW](#)

SKU: CO032025

**Medela 200.2219 Thopaz Thorax Drainage Low Vacuum Low Flow** ist ein innovatives, elektronisches Thoraxdrainagesystem, das eine präzise und schonende Ableitung von Luft und Flüssigkeiten im Niedrigvakuum- und Niedrigflussbereich gewährleistet. Es unterstützt eine optimale Patientenmobilität und erleichtert durch digitale Überwachung die postoperative Versorgung.



---

Categories: [Patientenüberwachung](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Medela 200.2219 Thopaz Thorax Drainage System** ist ein hochmodernes, elektronisches Gerät zur Behandlung von Patienten mit Thoraxdrainagen. Es wurde speziell entwickelt, um eine sichere, effektive und patientenfreundliche Ableitung von Luft und Flüssigkeiten aus dem Pleuraspalt zu gewährleisten. Mit der Funktion **Low Vacuum Low Flow** bietet das System eine präzise und kontrollierte Saugkraft, die optimal an die individuellen Bedürfnisse des Patienten angepasst werden kann.

### Eigenschaften und Vorteile:

- **Elektronische Kontrolle:** Die digitale Steuerung ermöglicht eine verlässliche Überwachung und Einstellung der Saugstärke sowie des Flow-Levels.
- **Low Vacuum Low Flow Funktion:** Besonders geeignet für Patienten mit empfindlicher Lunge oder postoperativen Anforderungen, bei denen eine schonende Drainage essenziell ist.
- **Mobiles Design:** Das kompakte und leichte Gerät unterstützt die Mobilität des Patienten und erleichtert die Pflege im klinischen Alltag.
- **Integrierte Sicherheitsmechanismen:** Alarmer bei Fehlfunktionen, Blockaden oder unerwarteten



Druckveränderungen sorgen für maximale Patientensicherheit.

- **Dokumentation und Monitoring:** Das System speichert relevante Daten automatisch, was eine lückenlose Dokumentation und bessere Behandlungssteuerung ermöglicht.
- **Einfache Handhabung:** Intuitive Benutzeroberfläche und klare Anzeigen erleichtern die Bedienung durch medizinisches Fachpersonal.

#### **Anwendungsgebiete:**

- Postoperative Thoraxdrainagen nach Lungen- oder Herzeingriffen
- Behandlung von Pneumothorax und Pleuraergüssen
- Langzeitdrainage bei chronischen pleuralen Erkrankungen
- Stationäre und ambulante Versorgung

Das **Medela Thopaz System 200.2219** steht für höchste Qualität, Zuverlässigkeit und Patientensicherheit in der thorakalen Drainagetherapie. Seine präzise Low Vacuum Low Flow Technologie ermöglicht eine sanfte, effektive Ableitung und unterstützt so eine schnellere Genesung und verbesserte Lebensqualität der Patienten.

#### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

