



**MEDELA VARIO 8 SUCTION PUMP**  
**ABSAUGGERÄT ABSAUGPUMPE**  
**SEKRETSaugER MEDELA TYP 600.2631**

**SKU:** IR042025-NV IZ042025 IZ042025

Das **Medela Vario 8 Suction Pump Absauggerät** (Typ 600.2631) ist ein leistungsstarkes, zuverlässiges Sekretsauggerät zur effektiven Entfernung von Sekreten bei medizinischen Anwendungen. Das kompakte Design und die variable Saugkraft ermöglichen eine präzise und schonende Absaugung.



---

**Categories:** [Absaugpumpe](#), [Absaugpumpen](#), [Absaugregler](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Medela Vario 8 Suction Pump Absauggerät** (Typ 600.2631) ist ein hochwertiges, medizinisches Absauggerät, das speziell für die effektive und sichere Sekretabsaugung in medizinischen Einrichtungen konzipiert wurde. Es bietet eine zuverlässige Unterstützung bei der Entfernung von Sekreten aus Atemwegen und trägt somit zur Verbesserung der Patientenversorgung bei.

Dieses Absauggerät zeichnet sich durch seine robuste Bauweise und seine benutzerfreundliche Handhabung aus. Die **variable Saugkraft** ermöglicht eine individuelle Anpassung an die jeweiligen Bedürfnisse des Patienten – von sanfter Absaugung bis hin zu stärkerem Vakuum. Dadurch eignet sich das Gerät für unterschiedliche klinische Situationen und Patientengruppen.

### Wesentliche Merkmale des Medela Vario 8 Suction Pump Absauggeräts:

- **Leistungsstarke Saugpumpe:** Gewährleistet eine konstante und zuverlässige Sekretabsaugung.
- **Variable Saugkraftregelung:** Stufenlos einstellbar, um die Absaugintensität optimal an den Patienten anzupassen.



- **Robustes Gehäuse:** Langlebig und für den häufigen Gebrauch in klinischen Umgebungen ausgelegt.
- **Leicht zu reinigen und zu warten:** Konstruktion mit leicht zugänglichen Komponenten für hygienische Standards.
- **Geräuscharmer Betrieb:** Minimiert Störungen im Behandlungsumfeld.
- **Mobil und kompakt:** Ermöglicht den flexiblen Einsatz an verschiedenen Einsatzorten.

Das Gerät ist kompatibel mit standardisierten Absaugbehältern und Zubehör von Medela, was eine einfache Integration in bestehende medizinische Arbeitsabläufe garantiert. Die intuitive Bedienoberfläche unterstützt medizinisches Fachpersonal dabei, die Absaugung schnell und sicher durchzuführen.

Das **Medela Vario 8 Absauggerät** eignet sich besonders für den Einsatz in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen sowie in der ambulanten Versorgung. Es unterstützt die professionelle Atemwegspflege und trägt zur Vermeidung von Komplikationen durch Sekretstauungen bei.

#### **Technische Daten (Auswahl):**

- Saugkraftbereich: variabel einstellbar (bis max. 0,08 MPa)
- Stromversorgung: Netzbetrieb
- Gewicht: ca. 4 kg
- Maße: kompakt und leicht transportabel

Zusammenfassend bietet das Medela Vario 8 Absauggerät eine effiziente, sichere und flexible Lösung für die Sekretabsaugung und unterstützt medizinisches Fachpersonal bei der optimalen Patientenversorgung.

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

