



MEDI ARGUS INFUSIONSPUMPE 707 / ARGUS 707

SKU: 35-082012-OQ

499,00 €

zzgl. [Versandkosten](#)

gepflegt

Vollfunktionsfähig

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com
Mobile 0049 176 205 800 86
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Infusoren und Perfusoren](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Förderrate 0.1 – 999.9 ml/h in Schritten von 0.1 ml/h.

Totalvolumen (VTBI) 0.1 – 999.9 ml (plus 1000 – 9999 ml) in Schritten von 0.1 ml (in Schritten von 1.0 ml).

Infusionsdauer 1 min – 99 h 59 min in Schritten von 1 Min.

Programmierung Förderrate in ml/h und Volumen in ml.

Autom. Ratenkalkulation mittels Totalvolumen und Zeitdauer Totalvolumen in ml, Zeit in Stunden und Minuten.

Bolus-Funktion manuelle oder automatische Ausführung.

Bolus-Rate 0.1 – 1200 ml/h Eingabe ohne Unterbrechung der Infusion.

Bolus-Volumen 0.1 – 999 ml Eingabe ohne Unterbrechung der Infusion.

Prime Funktion 0.1 – 999 ml/h.

Genauigkeit $\pm 5\%$ je nach Qualität des Infusionsbesteckes technische Abweichung $< 1\%$.

KVO - Rate 0.1 – 3.0 ml/h abhängig von Förderrate; Desaktivierung möglich.



Okklusionsschwelle 100 – 1000 mbar (mmHg, kPa, cmH₂O, Psi) 10 programmierbare Stufen; anpassbar ohne Infusionsunterbruch

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

