



MEDISON / SONOACE / SAMSUNG
TRANSVAGINAL EC4-9ES 4 - 9 MHZ
ENDO VAGINAL VAGINAL

SKU: P082015-02 // BJ092017

1.499,00 €

zzgl. [Versandkosten](#)

Bezeichnung . EC4-98ES

Frequenz: 4 - 9 Mhz

Hersteller . Sonoace / Medison / Samsung
für Sonoace X4; Sonoace 800; Sonoace 900,

Vaginal, Endovaginal

Anwendung : Endovaginal, Vaginal .

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com
Mobile 0049 176 205 800 86
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Ultraschall](#) / [Doppler](#) / [Sonden](#)
[/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Bezeichnung . EC4-9ES

Frequenz: 4 - 9 Mhz

Hersteller . Sonoace / Medison / Samsung

für Sonoace X4; Sonoace 800; Sonoace 900,



Vaginal, Endovaginal

Anwendung : Endovaginal, Vaginal .

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile

0049 176 205 800 86

Tel / Homezone

0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro

0049 40 3 61 61 - 256

Fax.

0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

