



MELAG EUROKLAV 23VS+ 23 VS+ STERILISATOR

SKU: DV092025



Categories: [Autoklaven und Sterilisatoren](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Melag EUROKLAV 23VS+** Sterilisator ist ein hochmoderner, leistungsstarker Autoklav, der speziell für die Anforderungen moderner Praxen und Labore entwickelt wurde. Mit seiner kompakten Bauweise und innovativen Technologie bietet er eine zuverlässige und effiziente Sterilisation von medizinischen Instrumenten und Geräten.

Technische Merkmale und Vorteile:

- **Hochwertige Sterilisationstechnologie:** Der EUROKLAV 23VS+ arbeitet mit einem fortschrittlichen Vakuum-Sterilisationsverfahren, das selbst komplexe Hohlkörperinstrumente sicher und gründlich sterilisiert.
- **Großes Kammervolumen:** Mit einer Kammergröße von 23 Litern eignet sich der Sterilisator optimal für mittelgroße bis umfangreiche Sterilisationszyklen.
- **Benutzerfreundliche Bedienung:** Das intuitive Touch-Display ermöglicht eine einfache und schnelle Auswahl der verschiedenen Sterilisationsprogramme und zeigt den aktuellen Prozessstatus klar an.
- **Vielfältige Programme:** Der EUROKLAV 23VS+ bietet diverse voreingestellte Programme für unterschiedliche Instrumententypen und Materialien, darunter Schnellsterilisation, Standardzyklus, Prionenprogramm und mehr.
- **Umfassende Sicherheitsfunktionen:** Die integrierte Dokumentations- und Kontrollsoftware sorgt für eine lückenlose Nachverfolgbarkeit aller Sterilisationszyklen und unterstützt so die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben.
- **Energie- und Wassereffizienz:** Der Sterilisator ist auf einen ressourcenschonenden Betrieb ausgelegt und trägt zur nachhaltigen Praxisführung bei.

Anwendungsbereiche:

Der Melag EUROKLAV 23VS+ ist ideal geeignet für Zahnarztpraxen, Krankenhäuser, Labore und andere medizinische Einrichtungen, die eine zuverlässige, sichere und schnelle Sterilisation von chirurgischen Instrumenten,



Dentalbestecken, Medizinprodukten und anderen sterilisationspflichtigen Gegenständen benötigen.

Zusammenfassung:

Mit dem Melag EUROKLAV 23VS+ investieren Sie in einen modernen Sterilisator, der höchste Anforderungen an Sicherheit, Effizienz und Bedienkomfort erfüllt. Seine bewährte Technik, gepaart mit innovativen Features, gewährleistet eine optimale Hygiene und schützt Patienten sowie Anwender gleichermaßen vor Infektionsrisiken.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

