



## [MELAG INCUBAT 80 BRUTKASTEN](#) [INKUBATOR WÄRMESCHRANK /](#)

**SKU:** FA112025

**MELAG Incubat 80** ist ein zuverlässiger Brutkasten und Inkubator in auffälligem Orange, der präzise Temperaturregelung für sichere und konstante Wärmeanwendungen bietet. Ideal für medizinische und mikrobiologische Anwendungen gewährleistet dieses Gerät optimale Bedingungen zur Kultivierung und Inkubation.



---

**Categories:** [Inkubatoren und Reanimation](#)

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Der **MELAG Incubat 80 Brutkasten Inkubator Wärmeschrank** in ansprechendem Orange ist ein hochwertiges und zuverlässiges Gerät, das speziell für den Einsatz in medizinischen Laboren, Praxen und Kliniken entwickelt wurde. Dieses multifunktionale Gerät kombiniert die Funktionen eines Inkubators und Wärmeschranks und unterstützt so vielfältige Anwendungen, die eine präzise Temperaturkontrolle erfordern.

### **Eigenschaften und Vorteile:**

- **Präzise Temperaturregelung:** Der Incubat 80 ermöglicht eine exakte Einstellung und gleichmäßige Verteilung der Temperatur im Bereich von ca. 20 °C bis 80 °C, was optimale Bedingungen für die Inkubation von Proben oder das Warmhalten von Materialien garantiert.
- **Robuste Bauweise:** Das Gehäuse aus hochwertigem Material in intensivem Orange sorgt für Langlebigkeit und einfache Reinigung, gleichzeitig wird eine gute Sichtbarkeit im Labor gewährleistet.
- **Großzügiges Innenvolumen:** Mit einem geräumigen Innenraum bietet der Inkubator ausreichend Platz für diverse Probenbehälter, Instrumente oder andere medizinische Materialien.
- **Benutzerfreundliche Bedienung:** Intuitive Steuerungselemente ermöglichen eine einfache und sichere Handhabung, unterstützt durch eine klare Anzeige der aktuellen Temperatur.



- **Sicherheitsfunktionen:** Zuverlässiger Schutz gegen Überhitzung sowie eine stabile Temperaturführung gewährleisten die Unversehrtheit der Proben und Materialien.

#### **Anwendungsgebiete:**

- Inkubation von mikrobiologischen Proben und Kulturen
- Warmhalten von medizinischen Instrumenten und Materialien
- Temperaturkontrollierte Lagerung von Labormedien
- Optimale Bedingungen für diverse Laborprozesse

Der **MELAG Incubat 80** ist somit ein unverzichtbares Gerät für medizinische Einrichtungen, die hohe Anforderungen an Temperaturstabilität und -genauigkeit stellen. Durch seine Kombination aus Inkubator und Wärmeschrank bietet er vielseitige Einsatzmöglichkeiten bei gleichzeitig einfacher Handhabung und hoher Zuverlässigkeit.

#### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

