



MELAG VACUKLAV 24B – B KASSE AUTOKLAV

SKU: AH072025

Melag Vacuklav 24B – B Kasse Autoklav ist ein zuverlässiger und kompakter Sterilisator, der speziell für die schnelle und sichere Aufbereitung von medizinischem Instrumentarium in Praxen und Laboren entwickelt wurde. Dank modernster Vakuumtechnologie gewährleistet er eine effektive Sterilisation bei kurzer Zyklusdauer und hoher Benutzerfreundlichkeit.



Categories: [Autoklaven und Sterilisatoren](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

