



## **MIELE E391 06/44 EINSATZ , KORB**

**SKU: Z032015**

**599,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)

Geeignet für Miele Desinfektoren ,  
E391; 06/44

Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



---

**Categories:** [Autoklaven und Sterilisatoren](#)

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Geeignet für Miele Desinfektoren ,

E391; 06/44

Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile. 0049 176 205 800 86



Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03  
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256  
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

