



[MINI C ARM - HOLOGIC - FLUROSCAN INSIGHT 2](#)

SKU: CJ072025-NV

Der **Mini C-Arm FLUROSCAN InSight 2** von Hologic ist ein hochauflösendes, mobiles Röntgengerät, das präzise Bildgebung in der Orthopädie und Chirurgie ermöglicht. Durch seine kompakte Bauweise und intuitive Bedienung unterstützt es effiziente intraoperative Diagnostik bei minimalem Platzbedarf.



Categories: [C Bogen und zubehör](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

