



[NELLCOR PURITAN BENNETT MODEL N-560](#)

SKU: DE112024-K

Das Nellcor Puritan Bennett Model N-560 ist ein zuverlässiges Beatmungsgerät, das präzise Unterstützung bei der Patientenbeatmung bietet und sich durch benutzerfreundliche Bedienung sowie vielseitige Einstellmöglichkeiten auszeichnet. Es gewährleistet eine sichere und effektive Therapie in klinischen Umgebungen.



Categories: [Monitoring und Patientenüberwachung](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

