



## OLYMPUS - CF-Q140I VIDEO KOLOSKOP

**SKU:** W032014

Video Koloskop

Länge 133cm, 12,8mm Durchmesser, 3,7mm Arbeitskanal,  
für CV-140, CV-160, CV-180,

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



---

**Categories:** [Endoskopie und Zubehör](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Video Koloskop

Länge 133cm, 12,8mm Durchmesser, 3,7mm Arbeitskanal,  
für CV-140, CV-160, CV-180,

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

