



## [OLYMPUS EXERA III CV-190 + CLV-190 CONVULT](#)

SKU: FZ042024-01

**Olympus EXERA III CV-190** und **CLV-190 Convult** bilden ein hochmodernes Endoskopiesystem, das durch ausgezeichnete Bildqualität und verbesserte Lichtquellenleistung präzise Diagnosen und minimalinvasive Eingriffe unterstützt. Dieses System gewährleistet eine optimale Visualisierung und eine intuitive Bedienung für vielfältige gastroenterologische Anwendungen.



---

Categories: [Endoskopie und Zubehör](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Olympus EXERA III CV-190** ist ein hochmodernes Videoendoskopie-System der neuesten Generation, das speziell für die flexible Endoskopie entwickelt wurde. In Kombination mit der **CLV-190 Convult** Lichtquelle bietet dieses System eine herausragende Bildqualität und verbesserte Diagnostikmöglichkeiten, die den klinischen Alltag effizienter und sicherer gestalten.

### Hauptmerkmale des Olympus EXERA III CV-190:

- **Hochauflösende Bildgebung:** Das CV-190 System unterstützt hochauflösende Videoaufnahmen und liefert gestochen scharfe Bilder mit realitätsnaher Farbwiedergabe.
- **NBI-Technologie (Narrow Band Imaging):** Ermöglicht die verbesserte Darstellung von Gefäßstrukturen und Schleimhautdetails zur frühzeitigen Erkennung von Pathologien.
- **Erweiterte Bildverarbeitungsfunktionen:** Integrierte digitale Bildoptimierung zur Verbesserung der Kontraste und Sichtbarkeit von Gewebeeränderungen.
- **Intuitive Bedienoberfläche:** Benutzerfreundliches Interface für eine einfache und effiziente Steuerung des Systems während der Untersuchung.
- **Kompatibilität:** Das CV-190 ist kompatibel mit einer Vielzahl von Endoskopen aus der EXERA III Serie, was

flexible Einsatzmöglichkeiten bietet.

### **CLV-190 Convult Lichtquelle:**

- **Leistungsstarke LED-Lichtquelle:** Sorgt für eine gleichmäßige und helle Ausleuchtung des Untersuchungsgebiets.
- **Langlebige und energieeffiziente Technologie:** Reduziert Wartungskosten und sorgt für einen zuverlässigen Betrieb über lange Zeiträume.
- **Einfache Anpassung der Lichtintensität:** Ermöglicht eine optimale Einstellung der Beleuchtung je nach klinischer Situation.
- **Integrierte Kühlung:** Verhindert Überhitzung und gewährleistet eine stabile Lichtquelle während der Endoskopie.

Das Zusammenspiel von **Olympus EXERA III CV-190** und **CLV-190 Convult** stellt eine fortschrittliche Lösung dar, die in der Gastroenterologie, Pulmologie und anderen Fachgebieten eine präzise Diagnostik unterstützt. Die Kombination aus hochauflösender Bildgebung, innovativen Technologien und benutzerfreundlicher Handhabung verbessert die Untersuchungsergebnisse und erhöht die Patientensicherheit.

**Fazit:** Das Olympus EXERA III CV-190 + CLV-190 Convult System ist eine erstklassige Endoskopie-Plattform, die modernste Technologien vereint, um medizinischen Fachkräften eine zuverlässige, effiziente und qualitativ hochwertige Diagnostik und Therapie zu ermöglichen.

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**

<b>Versand</b>	Lieferung bis zur Bordsteinkante für palettem Versand mit der DHL Weltweit Lieferung: Verpackung und Versand innerhalb von 4 Tagen nach Zahlungseingang. Sie können Ihr Gerät natürlich auch gerne selbst bei uns abholen.
<b>Zustand</b>	Geprüft – Vollfunktionsfähig – sehr guter Zustand Auf unseren Bildern sehen Sie den Lieferumfang, so wie auf den Bildern zu sehen ist. D.H es werden Zubehör, Kabeln, akcesoires geliefert, welche auf den Bildern zu sehen. Gereinigt und desinfiziert.hr Gerät natürlich auch gerne selbst bei uns abholen Auf unseren Bildern sehen Sie den Lieferumfang, so wie auf den Bildern zu sehen ist.
<b>Lieferumfang</b>	D.H es werden Zubehör, Kabeln, akcesoires geliefert, welche auf den Bildern zu sehen. Gereinigt und desinfiziert.



## GALLERIE

