



## OLYMPUS KEYMED TD-20 MANUAL DESINFECTOR ENDOSKOPIE DESINFEKTIONSGERÄT

**SKU: X042015**

**654,50 €**

Die TD-20 Hand-Desinfektionsgerät ermöglicht die Reinigung und Desinfektion von flexible Endoskope.

Integral Hand Pumpe

Drei Flüssigkeitsbehälter mit Deckel

Fluid Bewässerungsanschlüsse

Integral-Timer mit Alarm

Abmessungen. 84 x 46 Cm Höhe Ohne

Berücksichtigung vom Griff // mit Griff 94 Cm

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



---

**Categories:** [Endoskopie und Zubehör](#)



## PRODUKTBESCHREIBUNG

Die TD-20 Hand-Desinfektionsgerät ermöglicht die Reinigung und Desinfektion von flexible Endoskope.

Integral Hand Pumpe

Drei Flüssigkeitsbehälter mit Deckel

Fluid Bewässerungsanschlüsse

Integral-Timer mit Alarm

Abmessungen. 84 x 46 Cm Höhe Ohne Berücksichtigung vom Griff // mit Griff 94 Cm

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

