



## [PAJUNK MULTISTIM VARIO](#)

**SKU:** ER072025-K+EN072025-K

**PAJUNK MultiStim Vario** ist ein vielseitiges, präzises Nervenstimulationsgerät, das zur sicheren und effektiven Lokalanästhesie und Schmerztherapie eingesetzt wird. Es bietet eine individuell einstellbare Stimulationsfrequenz und -intensität, um optimale Ergebnisse bei minimaler Patientenbelastung zu gewährleisten.



---

**Categories:** [Neurologie](#)

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

