



## **PANASONIC MT-M2080 MONITOR FÜR DIE ENDOSKOPIE**

**SKU:** AR012014 //

gepflegt

Vollfunktionsfähig

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

Fax.0049 40 65 86 33 64



---

**Categories:** [Endoskopie und Zubehör](#)

### **PRODUKTBESCHREIBUNG**

gepflegt

Vollfunktionsfähig

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

Fax.0049 40 65 86 33 64

### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

