



## [PC-SPIROMETER SPIROSCOUT GANSHORN INKL SOFTWARE](#)

**SKU:** A012012-NV

**PC-Spirometer SpiroScout von Ganshorn** ist ein präzises und benutzerfreundliches Diagnosegerät zur Lungenfunktionsmessung, das durch seine kompakte Bauweise und integrierte Software eine effiziente Auswertung und Dokumentation ermöglicht. Ideal für den Einsatz in Klinik und Praxis unterstützt es eine schnelle und zuverlässige Spirometrie.



---

**Categories:** [EKG Ergometrie und Spirometrie](#), [Spirometer](#), [Unkategorisiert](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **PC-Spirometer SpiroScout** von Ganshorn ist ein hochmodernes Diagnostikgerät zur präzisen Messung der Lungenfunktion. Es ermöglicht die Durchführung standardisierter Spirometrie-Untersuchungen und unterstützt medizinisches Fachpersonal bei der Erfassung und Analyse respiratorischer Parameter.

### Produktmerkmale und Funktionen:

- **Präzise Lungenfunktionsmessung:** Das SpiroScout misst Volumen- und Flussparameter wie FEV1, FVC, PEF und weitere wichtige Werte, die für die Diagnose und Verlaufskontrolle von Atemwegserkrankungen unerlässlich sind.
- **Kompatibilität mit PC:** Das Gerät wird inklusive benutzerfreundlicher Software geliefert, die eine einfache Steuerung, Datenaufzeichnung und Auswertung ermöglicht.
- **Intuitive Software:** Die Ganshorn Software bietet eine übersichtliche Benutzeroberfläche, automatische Qualitätskontrollen der Messungen sowie umfangreiche Export- und Reporting-Funktionen, um die Dokumentation gemäß medizinischer Standards sicherzustellen.
- **Mobil und platzsparend:** Das kompakte Design erlaubt eine flexible Nutzung in Praxen, Krankenhäusern oder



mobilen Untersuchungseinheiten.

- **Normenkonformität:** Das SpiroScout erfüllt die aktuellen internationalen Standards für Spirometrie (z.B. ATS/ERS) und garantiert so zuverlässige und reproduzierbare Messergebnisse.
- **Hygienisches Messsystem:** Einweg-Mundstücke und einfache Reinigung gewährleisten höchste Hygienestandards und minimieren das Infektionsrisiko.

#### **Anwendungsbereiche:**

- Diagnose und Verlaufskontrolle von chronisch obstruktiven Lungenerkrankungen (COPD)
- Asthma bronchiale
- Präoperative Lungenfunktionsprüfung
- Arbeitsmedizinische Atemtests
- Forschung und klinische Studien

Mit dem **PC-Spirometer SpiroScout von Ganshorn** erhalten Sie ein zuverlässiges, präzises und einfach zu bedienendes System zur Lungenfunktionsdiagnostik, das durch professionelle Softwareunterstützung eine umfassende Analyse und Dokumentation sicherstellt. Es ist ideal geeignet für medizinische Einrichtungen, die Wert auf Qualität, Effizienz und Patientenkomfort legen.

#### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

