



## [PENTAX EG-2930K GASTROSKOP](#)

**SKU:** AK092013

**1.999,00 €**

Länge: 1050 mm

Durchmesser: 9,8 mm

Arbeitskanal: 2,8 mm

Kompatible Prozessoren: EPK-700, EPK-1000k, EPK-i5000,  
EPK-i7000

**Vollfunktionsfähig**

**Im guten gebrauchten Zustand**

**Artikel-Standort. Hamburg**

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



---

**Categories:** [Flexible Endoskope & Zubehör](#)

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Länge: 1050 mm

Durchmesser: 9,8 mm

Arbeitskanal: 2,8 mm

Kompatible Prozessoren: EPK-700, EPK-1000k, EPK-i5000, EPK-i7000

**Vollfunktionsfähig**

**Im guten gebrauchten Zustand**



## Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile

0049 176 205 800 86

Tel / Homezone

0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro

0049 40 3 61 61 - 256

Fax.

0049 40 3 61 61 - 257

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**Weight**

18 kg



## GALLERIE

