



PENTAX FC-38MV KOLONOSKOP

SKU: W112011

gepflegt
Inkl.Koffer
Vollfunktionsfähig

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com
0049 40 18 20 79 03
0049 176 205 800 86
fax.0049 40 65 86 33 64



Categories: [Flexible Endoskope & Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

MODELL	Pentax FC-38MV
Sehfeld, deg	120
Tiefe, mm	3-100
Dioptrien	+ 2-8
Distalen Ende, deg	Up / Down: 180/180 Rechts :/ Links: 160/160
Distalen Ende Durchmesser, mm	13,4
Einfügen Diemeter, mm	12,8
Arbeitskanal Durchmesser, mm	3,8
Nutzlänge, mm	1 300
Länge, mm	1 645



Differenzbesteuerte Ware nach §25a USTG. - **Mwst. wird nicht gesondert ausgewiesen**

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

fax.0049 40 65 86 33 64

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

