



## [PENTAX GERÄTEWAGEN - ENDOSKOPIE WAGEN + LMD-1950MD SONY MONITOR](#)

SKU: II082025



---

Categories: [Endoskopie und Zubehör](#)

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Pentax Gerätewagen** ist speziell entwickelt für den effizienten und sicheren Einsatz in der Endoskopie. Er bietet eine optimale Lösung zur Anordnung und Mobilisierung Ihrer endoskopischen Geräte und Zubehörteile, wodurch Arbeitsabläufe in der Klinik oder Praxis deutlich verbessert werden.

Der Wagen ist robust konstruiert und verfügt über eine stabile, leichtgängige Rollenbasis, die eine flexible Positionierung und einfache Manövrierbarkeit ermöglicht. Die durchdachte Bauweise garantiert eine sichere Aufnahme von Endoskopen, Instrumenten und weiteren notwendigen Geräten.

Besonders hervorzuheben ist die Integration des **Sony LMD-1950MD Monitors**, der am Wagen befestigt ist. Dieser Monitor wurde speziell für den medizinischen Bereich entwickelt und bietet eine hervorragende Bildqualität mit hoher Auflösung und präziser Farbdarstellung. Dadurch wird die Visualisierung endoskopischer Untersuchungen deutlich verbessert, was zu einer präziseren Diagnostik und Therapie beiträgt.

- **Ergonomisches Design:** Optimale Anordnung der Arbeitsflächen und Halterungen für Endoskope und Zubehör
- **Stabile Konstruktion:** Hochwertige Materialien für langlebigen Einsatz
- **Flexible Mobilität:** Leichtlaufrollen mit Feststellfunktion für stabilen Stand
- **Integrierter Sony LMD-1950MD Monitor:** Medizinischer Monitor mit 19-Zoll-Display, hoher Auflösung und exzellenter Farbwiedergabe
- **Einfacher Anschluss:** Diverse Schnittstellen für die Integration weiterer Geräte und Bildquellen
- **Reinigung und Hygiene:** Glatte Oberflächen und abgerundete Kanten erleichtern die Desinfektion

Der Pentax Gerätewagen mit Sony LMD-1950MD Monitor ist somit die ideale Kombination für moderne endoskopische Untersuchungen. Er unterstützt medizinisches Fachpersonal dabei, Untersuchungen effizient durchzuführen und gleichzeitig höchste hygienische Standards einzuhalten.



### **Technische Spezifikationen des Sony LMD-1950MD Monitors:**

- Displaygröße: 19 Zoll
- Auflösung: 1280 x 1024 Pixel
- Helligkeit: 400 cd/m<sup>2</sup>
- Kontrastverhältnis: 1000:1
- Vielseitige Eingänge: DVI-D, Composite, S-Video
- Medizinische Zertifizierung: CE, FDA-konform

Mit dem Pentax Gerätewagen inklusive Sony LMD-1950MD Monitor investieren Sie in eine hochwertige, praxisbewährte Lösung, die eine verbesserte Patientenversorgung durch optimierte Visualisierung und Organisation ermöglicht.

### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

