



## [PENTAX OS-H5 OSH5 SPÜLFLASCHE](#)

**SKU:** AE122025-K

Die **Pentax OS-H5 Spülflasche** gewährleistet eine effiziente und schonende Reinigung endoskopischer Instrumente durch präzise Dosierung der Spüllösung. Ihr ergonomisches Design ermöglicht eine einfache Handhabung und optimale Kontrolle während des Reinigungsprozesses.



---

**Categories:** [Endoskopie und Zubehör](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Die **Pentax OS-H5 OSH5 Spülflasche** ist ein speziell entwickeltes medizinisches Hilfsmittel zur effizienten und sterilen Spülung endoskopischer Geräte. Sie wurde konzipiert, um die Reinigung und Desinfektion in medizinischen Einrichtungen zu optimieren und die Lebensdauer der Endoskope zu verlängern.

### Eigenschaften und Vorteile:

- **Hochwertiges Material:** Die Spülflasche besteht aus robustem, chemisch beständigem Kunststoff, der den Anforderungen in der Endoskopie gerecht wird und eine lange Haltbarkeit garantiert.
- **Ergonomisches Design:** Die Flasche liegt gut in der Hand und ermöglicht eine kontrollierte und präzise Applikation der Spüllösung.
- **Volumen:** Mit einem optimalen Fassungsvermögen ausgestattet, bietet die OS-H5 genügend Kapazität für mehrfache Spülvorgänge ohne häufiges Nachfüllen.
- **Kompatibilität:** Entwickelt für den Einsatz mit Pentax-Endoskopen, ist die Spülflasche ideal auf die technischen Anforderungen der Geräte abgestimmt.
- **Einfache Handhabung:** Die Flasche verfügt über einen praktischen Ausguss, der eine gleichmäßige und kontrollierte Dosierung der Spüllösung ermöglicht.

### Anwendungsbereiche:



Die Pentax OS-H5 Spülflasche wird insbesondere bei der Reinigung und Desinfektion von flexiblen Endoskopen eingesetzt. Sie unterstützt medizinisches Fachpersonal dabei, organische Rückstände und Verunreinigungen effektiv zu entfernen, um eine sichere und hygienische Wiederverwendung der Instrumente zu gewährleisten.

#### **Technische Daten:**

- Material: Chemisch resistenter Kunststoff
- Fassungsvermögen: ca. 500 ml (je nach Modellvariante)
- Kompatibilität: Speziell für Pentax-Endoskope
- Sterilität: Wird unsteril geliefert, kann jedoch problemlos vor Gebrauch sterilisiert werden

Die **Pentax OS-H5 OSH5 Spülflasche** ist ein unverzichtbares Zubehör für eine professionelle Endoskopie und trägt maßgeblich zur Einhaltung hoher Hygienestandards bei. Durch ihre durchdachte Konstruktion unterstützt sie effizient die Reinigung, schützt die empfindlichen Endoskopkomponenten und gewährleistet somit optimale Untersuchungsergebnisse.

#### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

