



## PHILIPS 21330A - S4 KARDIOSONDE - SONDE - ECHOSSONDE

SKU: AY042024

~~999,00 €~~ **650,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)

**Zustand:** Einsatzfähig – Sehr guter Zustand

**Lagerort:** Hamburg



---

**Categories:** [Ultraschall](#) / [Doppler](#) / [Sonden](#)  
[/Zubehör](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

- Phased Array
- Kardiologie
- Frequenzband: 2.0 bis 4.0 MHz.
- Kompatibilität: HP ImagePoint; Philips EnVisor; HP Sonos 4500; HP Sonos 5500; HP Sonos 7500

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

### Versand

Lieferung bis zur Bordsteinkante für palettem  
Versand mit der DHL Weltweit Lieferung: Verpackung und Versand  
innerhalb von 4 Tagen nach Zahlungseingang. Sie können Ihr Gerät  
natürlich auch gerne selbst bei uns abholen



**Zustand**

Geprüft – Vollfunktionsfähig – sehr guter Zustand Auf unseren Bildern sehen Sie den Lieferumfang, so wie auf den Bildern zu sehen ist. D.H es werden Zubehör, Kabeln, akcesoires geliefert, welche auf den Bildern zu sehen.

Gereinigt und desinfiziert.hr Gerät natürlich auch gerne selbst bei uns abholen

Auf unseren Bildern sehen Sie den Lieferumfang, so wie auf den Bildern zu sehen ist.

**Lieferumfang**

D.H es werden Zubehör, Kabeln, akcesoires geliefert, welche auf den Bildern zu sehen.

Gereinigt und desinfiziert.



## GALLERIE

