



## [PHILIPS 862442, CMS M3001A - MODUL](#)

SKU: AJ112023-K

~~399,00 €~~ **292,50 €**

zzgl. [Versandkosten](#)



---

Categories: [Patientenüberwachung](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Philips CMS M3001A ist ein Modul, das Teil des Philips Patient Monitoring Systems ist. Es wird häufig in klinischen Umgebungen eingesetzt, um die Vitalzeichen von Patienten zu überwachen. Hier sind einige der Hauptmerkmale und Funktionen des CMS M3001A Moduls:

### Hauptmerkmale des Philips CMS M3001A Moduls:

1. **Vitalzeichenüberwachung:** Das Modul ermöglicht die kontinuierliche Überwachung wichtiger Vitalparameter wie Herzfrequenz, Blutdruck, Sauerstoffsättigung (SpO2) und Körpertemperatur.
2. **Modularität:** Als Teil eines modularen Systems kann das M3001A einfach in verschiedene Philips Patient Monitoring Systeme integriert werden, was Flexibilität und Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche klinische Anforderungen bietet.
3. **Benutzerfreundlichkeit:** Die Benutzeroberfläche ist intuitiv gestaltet, sodass medizinisches Personal schnell auf die benötigten Informationen zugreifen kann.
4. **Datenmanagement:** Das Modul kann Daten speichern und über Netzwerke übertragen, was eine einfache Dokumentation und Analyse der Patientendaten ermöglicht.
5. **Alarmfunktionen:** Es bietet Alarm- und Benachrichtigungsfunktionen für kritische Werte, um das medizinische Personal rechtzeitig zu informieren.
6. **Kompatibilität:** Das Modul ist mit verschiedenen anderen Geräten und Zubehörteilen von Philips kompatibel, was eine nahtlose Integration in bestehende Systeme ermöglicht.



## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

